

Apnée du Sommeil

Quelques règles de bases de sécurité et d'hygiène à respecter

Nettoyage et entretien de l'appareil de l'apnée du sommeil

L'appareil ne nécessite aucun entretien courant, une révision est effectuée périodiquement par un technicien Corse Oxygène

Nettoyage de l'appareil

- Débrancher l'appareil avant toute manipulation.
- Ne jamais l'immerger dans l'eau
- Utilisez un tissu imbibé d'eau savonneuse puis rincez avec un linge humecté d'eau pure.
- Laissez ensuite sécher l'appareil avant de le rebrancher.
- Ne jamais utiliser de poudre abrasive ou de solvant (alcool, acétone...) pour nettoyer l'appareil et ses accessoires.

Nettoyage du filtre

Le filtre doit être nettoyé chaque semaine.

Pour cela, il faut le retirer de l'arrière de l'appareil.

- Lavez-le à l'eau tiède savonneuse puis rincez-le à l'eau courante.
- Laissez ensuite sécher le filtre avant de le remonter.

Le non-respect de cette consigne peut nuire au bon fonctionnement de l'appareil.